

## Tutoriel : Pliage du ERGO 07 L : 5 secondes

Le pliage du fauteuil Ergo 07 L se fait en 3 étapes :

### Etape 1 : Escamotez le repose pieds :



Avec le pied, ou la main, poussez le repose pied vers l'arrière, il va s'escamoter à l'intérieur du fauteuil. Cette action peut être faite par le talon de l'utilisateur

### Etape 2 : Abaissez le dossier



Actionnez le piston situé sur le côté droit du dossier, afin de libérer le verrou de sécurité et ainsi libérer le dossier



Le dossier est ainsi libéré, poussez sur la partie supérieure du dossier afin de le plier

**Etape 3 : Pliez le fauteuil**




Le câble de blocage se situe à l'arrière du fauteuil, sous le dossier.



Actionnez le câble de blocage afin de libérer les 2 pistons de sécurité



Piston de sécurité enclenché



Piston de sécurité libéré



Positionnez votre main gauche à la base de l'accoudoir gauche, et un pied sur les roues anti-bascule situées à l'arrière du fauteuil.

En maintenant le câble de sécurité avec votre main droite, tirez l'accoudoir gauche vers vous de quelques centimètre, afin de libérer le système de pliage du fauteuil.



Dès que le système de pliage est libéré, accompagnez simplement le pliage du fauteuil, en maintenant une pression sur la partie supérieure du fauteuil, à l'aide de l'autre main maintenez l'assise afin de garder le fauteuil dans une position inclinée.



Ramenez la partie inférieure du fauteuil vers l'assise, tout en maintenant le fauteuil à la verticale, positionné sur les roues arrière.

Assurez-vous que les roues avant ne bloquent pas le système de pliage, et regroupez l'ensemble afin que le fauteuil soit comme sur l'image ci-dessous.



Vous pouvez ainsi saisir le fauteuil (22Kg) à une main ou deux mains